



Electro Farmed Azin Gostar
Pharmaceutical Machinery



الکترو فارمد آذین گستر
تولید کننده ماشین آلات دارو سازی



WWW.Electrofarmed.com
info@Electrofarmed.com

ACCESSORIES




Paddle



Vessel




Basket




Paddle Holders



Basket Storage



Vessel Cover



Vessel Stands



Clear Guided Disc




Glass Tube



Water Stabiliser




Dissolution Bath




Disintegration Basket




Glass Beaker



Disintegration Bath



Friability Drum



Abrasion Drum


تهران - خیابان پیروزی - نبش خیابان بیدهندی - پلاک ۲۵ - طبقه ۴ - واحد ۸

WWW.Electrofarmed.com

info@Electrofarmed.com


تلفن : ۳۳۳۳۱۲۵۹

فکس : ۳۳۳۲۱۷۷۸

**دستگاه تست فرسایش قرص (Tablet Friability Tester)**

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرمولاسیون
- کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- کلیه مدل ها شامل : تایمر قابل تنظیم ، قابلیت تنظیم دور از ۲۰ الی ۵۰ دور، نمایش تعداد بار حرکت درام ، قابلیت تنظیم تعداد بارچرخش درام ، هشدار دهنده زمان پایان تست ، قابلیت تنظیم پایان تست بر مبنای تعداد بار چرخش درام، تخلیه اتوماتیک قرص ، دارای مکش اتوماتیک گرده روی قرص و قابلیت دادن زاویه ۱۰ درجه به دستگاه می باشند.
- در کلیه مدل ها قسمت های متغیر قابل کالیبره می باشد.

- EFT 1S : دارای یک درام از جنس اکریلیک از نمای جلوی دستگاه
- EFT 1 : دارای یک درام از جنس اکریلیک از نمای راست دستگاه
- EFT 2 : دارای دو درام از جنس اکریلیک از نمای راست و چپ دستگاه
- EFT 2M : دارای دو درام از جنس اکریلیک از نمای راست و چپ دستگاه که بصورت مجزا کنترل می شوند.

**دستگاه تست حلالیت قرص (Tablet Dissolution Tester)**

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرمولاسیون
- کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- کلیه مدل ها شامل : ۷ تایمر جهت تنظیم زمان نمونه برداری، هشدار دهنده زمان نمونه برداری، تنظیم دور از ۲۰ الی ۲۰۰ دور در دقیقه ، تنظیم دما از ۲۰ الی ۴۵ درجه سانتیگراد و سنسور دمای متحرک می باشد.
- در کلیه مدل ها قسمت های متغیر(دور و دما) قابل کالیبره می باشد.

- TD 06 : دارای ۶ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۶ واحد فعال می باشد.
- TD 08 : دارای ۸ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۸ واحد فعال می باشد.
- TD 12 : دارای ۱۲ وسل مدرج از جنس پیرکس که ۱۲ واحد فعال می باشد.
- TD 12F : دارای ۱۲ وسل مدرج از جنس پیرکس که هم بصورت ۱۲ تایی و هم بصورت دو واحد ۶ تایی مستقل از هم با کنترل های جداگانه و صفحه نمایش لمسی تمام رنگی و قابلیت کنترل از راه دور و مانیتورینگ زمان حل شدن قرص می باشد.

شایان ذکر است در صورت تمایل مشتری کلیه محصولات تولیدی این شرکت همراه با گواهی معتبر کالیبراسیون ارائه می گردند

دستگاه تست سختی قرص (Tablet Hardness Tester)


- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرمولاسیون
- کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- کلیه مدل ها شامل : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا ۵۰۰ نیوتن ، گزارش گیری و ثبت محاسبات آماری ، دارای ۷ حافظه برای ثبت مشخصات قرص ، اتصال به پرینتر و چاپ محاسبات آماری ، قابلیت محاسبه بر اساس سه واحد نیوتن ، کیلو پاسکال و استرانگ کوب
- در کلیه مدل ها قسمت های متغیر قابل کالیبره می باشد.



- EHT50 : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا ۵۰۰ نیوتن و اتصال به پرینتر
- EHT50F : قابلیت اندازه گیری سختی قرص تا ۵۰۰ نیوتن و اتصال به پرینتر، تنظیم سرعت حرکت فک متحرک ، قابلیت اندازه گیری ضخامت قرص ، قابلیت اندازه گیری طول قرص ، قابلیت جایگذاری قرص بصورت اتوماتیک ، دارای صفحه نمایش لمسی تمام رنگی

دستگاه تست زمان باز شدن قرص (Tablet Disintegration Tester)

- مورد استفاده در آزمایشگاه کنترل ، واحد تحقیقات و فرمولاسیون
- کلیه پارامتر های متغیر و ثابت مطابق با استانداردهای USP می باشد.
- کلیه مدل ها شامل : تایمر قابل تنظیم ، نمایش تعداد بار حرکت بسکت ، قابلیت تنظیم تعداد بار حرکت بسکت ، هشدار دهنده زمان پایان تست و گرمکن مجزا می باشند.
- در کلیه مدل ها قسمت های متغیر(دور و دما) قابل کالیبره می باشد.
- دور موتور در کلیه مدل ها ۳۰ دور ثابت و کورس حرکت بسکت ۵۵ میلیمتر می باشد.



- TDI2 : دارای ۲ بسکت که هر کدام با سیستم کنترل کاملاً مجزا کار می کنند.
- TDI4 : دارای ۴ بسکت که هر کدام با سیستم کنترل کاملاً مجزا کار می کنند.
- و قابلیت تشخیص زمان باز شدن قرص و کنترل از راه دور و صفحه نمایش لمسی تمام رنگی می باشد.